

## HERSTELLERERKLÄRUNG

### **Bezeichnung des Schutzmittels:**

**Mehrweg-Gesichtsmaske, 2 Schichten 100% Baumwolle, Farbe: weiß**

Mehrweg-Atenschutzmaske gegen ungiftigen groben Staub und ungiftige feste Partikel.

**Sie bieten Schutz nur gegen feste und nichtflüchtige flüssige Partikel.**

### **Anwendung:**

1. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch abzuspülen und zu trocknen.
2. Legen Sie die Maske an. Legen Sie die 2 Gummistücke der Mundmaske so über Ihre Ohren, dass sie richtig sitzt.
3. Formatieren Sie die Nasenplatte so, dass sie für einen sicheren Sitz den Konturen von Nase und Gesicht entspricht, und stellen Sie sicher, dass die Kinnpaneele die Unterseite des Gesichtes angemessen schützen.
4. Stellen Sie mit beiden Händen sicher, dass die Maske richtig sitzt.

### **Verwendung:**

**Die Maske wird für die mehrfache Verwendung empfohlen.** Es kann bis zu 8 Stunden ununterbrochen verwendet und dann in mindestens 65 ° C und höchstens 90 ° C Wasser durch Handwäsche oder in einem separaten Wäschenetz in einer Waschmaschine desinfiziert werden.

Es sollte nur verwendet werden, wenn die Konzentration des Schadstoffs nicht lebensbedrohlich ist und wenn es gemäß den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen verwendet wird.

- Achtung: Dem Benutzer müssen angemessene, umfassende Informationen über das Anlegen, die Anwendung und das Tragen der Maske zur Verfügung gestellt werden. Der Gebrauch der Masken sind in Umgebungen mit nicht filtrierbaren Verunreinigungen oder sauerstoffarmen Umgebungen nicht zulässig. Die Staubmaske muss für maximalen Schutz richtig passen. Haare oder Gesichtshaare zwischen der Maske und dem Anwendungsbereich beeinträchtigen den ordnungsgemäßen Schutz der Staubmaske.
- Entfernen und ersetzen Sie die Maske sofort, wenn die Maske beschädigt ist



## RETIC GMBH

**Firmensitz / Rechnungsadresse:**  
Burgsdorffstraße 15 D-01129 DRESDEN  
DEUTSCHLAND - GERMANY  
HRB 30505  
UNSERE UID: DE 279506436  
E-Mail: [office@re-tic.com](mailto:office@re-tic.com)

Die Maske bietet keinen vollständigen Schutz gegen das Coronavirus, da sie weder einen Aktivkohlefilter enthält noch ein hermetisch versiegeltes Produkt ist!

Es schützt die Umgebung des Trägers durch Reduzierung der Menge der geniesten und gehusteten Luftpartikel!

Natürlich entspricht dies nicht dem strengen Gesundheitsstandard, aber in naher Zukunft wird monatelang kein solcherlei Produkt verfügbar sein!

Es ist hier, wir produzieren es, es ist verfügbar und es kann in gekochtem Wasser DESINFIZIERT werden!

Diese Art von Maske besteht nicht aus NONWOVEN-Material, sondern aus Baumwollgewebe, damit sie nach einer 90-Grad-Desinfektion wiederverwendet werden kann.

Somit ermöglicht das Produkt eine wirtschaftliche Anwendung!

Wir empfehlen, das Produkt vor dem Gebrauch abzuspülen, da es aus 100% Baumwolle besteht!